



SenseHub™

SENSEHUB™ BEEF

La soluzione più avanzata  
per il rilevamento dei calori e il controllo della salute

ADOTTARE BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO BASATE SUL  
**BENESSERE DEGLI ANIMALI**  
E SU **SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA MANDRIA** È ESSENZIALE PER  
**MASSIMIZZARE LA CAPACITA' RIPRODUTTIVA E MIGLIORARE LA SALUTE DEI TUOI ANIMALI,** GARANTENDO UNA  
**PRODUZIONE SALUBRE E DI ELEVATA QUALITA'.**



SenseHub™

**SenseHub™** è una soluzione innovativa, unica nel suo genere, che garantisce un monitoraggio della fertilità e il controllo dello stato di salute degli animali, consentendo **massima redditività e riducendo tempi e costi di gestione.**

L'utilizzo di metodologie innovative per la gestione degli allevamenti è essenziale per **migliorare le performance aziendali**, contribuire all'**innalzamento del livello di benessere animale** ed **ottenere produzioni sicure per la salute dei consumatori.**

Un monitoraggio, 24 ore su 24, dello stato riproduttivo, di salute, nutrizionale e di benessere della singola bovina o di gruppo, offre informazioni accurate per **ottimizzare la capacità riproduttiva della propria mandria**, consentendo di migliorarne la genetica, permette di **identificare, diagnosticare e curare per tempo eventuali problemi di salute**, evitando ripercussioni sulle prestazioni aziendali, abbattendo i costi dei trattamenti in fase clinica e fornendo indicazioni precise e tempestive sull'efficacia delle azioni correttive intraprese. Il contributo della tecnologia SenseHub™ garantisce un **maggior controllo della gestione dell'allevamento, ottimizzando la redditività aziendale**, valorizzando il ruolo degli allevatori e dei veterinari, ponendo in primo piano il **benessere dei bovini da carne** e la **salubrità dei prodotti** che ne derivano. SenseHub™ è una tecnologia che **valorizza l'intera filiera produttiva** e che **tutela la tradizione, la qualità, la tipicità** di una produzione di eccellenza come la **carne di Razza Piemontese.**



LA COMBINAZIONE PERFETTA DI **PERFORMANCE RIPRODUTTIVE** E BENESSERE ANIMALE A VANTAGGIO DELLA **GARANZIA DI QUALITA'.**

Nasce **SenseHub™**, una soluzione modulare in grado di analizzare il comportamento della bovina in termini di attività motoria, ruminazione, tempi di ingestione ed altri *stati*, fornendo così informazioni accurate e precise sulla riproduzione e la salute dei singoli capi e di gruppo.

Lo abbiamo creato per **ottimizzare la qualità delle produzioni, massimizzare la capacità riproduttiva e migliorare lo stato di salute degli animali, rapidamente e con un investimento ridotto.**

È un sistema **Plug & Play**, semplice da installare e facile da usare grazie ad un'interfaccia elegante ed intuitiva. Inoltre, è stato progettato e realizzato per essere **modulare e scalabile**, si adatta ad una mandria in crescita e a qualsiasi cambiamento aziendale, attraverso l'aggiunta di collari e il passaggio a livelli di applicazione diversi a seconda degli obiettivi (**Livello Starter** per una gestione avanzata degli aspetti riproduttivi - **Livello Advanced** per un monitoraggio individuale dello stato di salute - **Livello Premium** per un monitoraggio del comportamento di gruppo).

Il sistema SenseHub™ è **integrabile** con alcuni dei principali software di gestione aziendale; i dati della scheda vacca e gli eventi più significativi dovranno essere inseriti una sola volta, con un notevole risparmio di tempo.



## Vantaggi principali:



**MIGLIORA**  
il benessere degli animali



**AUMENTA**  
l'efficienza dell'allevamento



**RIDUCE**  
le ore di lavoro

## Componenti

### Controller

Il controller SenseHub™, grazie alla doppia funzionalità di antenna e centralina, è in grado di ricevere i dati dai sensori ed elaborarli direttamente, per poi renderli disponibili anche tramite Internet.



### cSense™ Flex Tag

Tecnologia consolidata, in continuo miglioramento e sempre attuale, grazie alla possibilità di aggiornamenti software che avvengono tramite il controller SenseHub™.



### eSense™ Flex Tag

Affermata tecnologia e peso ridotto, di facile applicazione ed elevatissima affidabilità.



INIZIA AD USARE **SENSEHUB™** E TI RENDERAI SUBITO  
CONTO DEI **BENEFICI CHE NE DERIVANO!**

L'ACCESSO AI DATI DEL SENSEHUB™ AVVIENE UTILIZZANDO UN PC, I DISPOSITIVI MOBILE (SMARTPHONE - TABLET) OPPURE UN PANNELLO TOUCH SCREEN DEDICATO CON COMPUTER INTEGRATO.

# Perché scegliere **SenseHub™**?

TECNOLOGIA UNICA NEL SUO GENERE,  
IL PIU' INNOVATIVO SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA MANDRIA  
E UNA SOLUZIONE ADATTA A QUALSIASI ESIGENZA



## **CALORE**

Individuazione precisa del momento ottimale per l'inseminazione e ottimizzazione del tasso di concepimento



## **SALUTE**

Individuazione precoce dei problemi di salute di ogni singolo animale o di gruppo e possibilità di intervento immediato con conseguente riduzione dei costi e utilizzo di trattamenti antibiotici



## **PARTO**

Segnalazione di un probabile parto difficile e di eventuali problemi di salute post-parto



## **ALIMENTAZIONE**

Supporto nella definizione della strategia di alimentazione piu' adatta a livello di gruppo e indicazione precisa sull'efficacia della razione o dei cambiamenti alimentari



## **STRESS DA CALDO**

Informazioni in tempo reale sullo stress da caldo di gruppo e verifica dell'effetto di eventuali azioni di mitigazione intraprese



## **ROUTINE**

Informazioni in tempo reale su cambiamenti repentini, pianificati o imprevisti, all'interno di ogni singolo gruppo per ridurre al minimo l'effetto negativo sulle bovine

VALORIZZIAMO IL RUOLO DELL'ALLEVATORE

**PRENDENDOCI CURA DEL  
BENESSERE DEI TUOI ANIMALI  
E AUMENTANDO L'EFFICIENZA AZIENDALE.**

[www.allflex.global](http://www.allflex.global) | [info@scrdairy.com](mailto:info@scrdairy.com)

**SCR EUROPE**

Via Madre Teresa di Calcutta 9  
29122 Piacenza (PC), Italy  
[screeurope@scrdairy.com](mailto:screeurope@scrdairy.com)  
Tel: +39 0523 1867200  
Fax: +39 0523 1867299

**SCR HEADQUARTER**

18 Hamelacha st.  
4250440, Netanya, Israel  
[info@scrdairy.com](mailto:info@scrdairy.com)  
Tel: +972 (0)73 2406000  
Fax: +972 (0)73 2466155

Copyright© 2017 SCR Engineers Ltd. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate senza preavviso. Le uniche garanzie dei prodotti e servizi di SCR sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla nel presente documento deve essere interpretato come una garanzia aggiuntiva. SCR declina qualsiasi responsabilità in caso di errori tecnici o editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

DEP19005\_IT\_SENSEHUB\_BEEF\_REV.00

